



## Skötbord Easi-Lift

Easi-Lift är ett fällbart, väggmonterat skötbord som passar in även där man har begränsade utrymmen, eller där befintliga rördragningar mm. utgör hinder för installationen.

Höjden regleras elektriskt inom ett höjdiintervall på 500 mm, räknat från den monteringshöjd som valts.

Skötbordet har en pulverlackerad stålram och lyfter 100 kg. Easi-Lift finns i sex olika storlekar. Alla borden har en fällbar skötbordskiva med gasfjäderlyft och är försedda med en nedfällbar skyddsgrind.

Artikel nr.	Höjdområde	Längd	Skivdjup
3081	500 mm	1200	500
3082	500 mm	1300	500
3083	500 mm	1400	600
3084	500 mm	1500	600
3085	500 mm	1600	650
3086	500 mm	1700	650



## Skötbord Hi-Riser

Vägg-/golvmonterat skötbord som lyfter även tyngre brukare, upp till 150 kg. Elektrisk höjdregering från 400 till 1000 mm.

Hi-Riser finns i utföranden med pulverlackerad stålram, alternativt i polerat rostfritt stål för våta och fuktiga utrymmen. Sju olika storlekar, alla med fällbar skötbordskiva och nedfällbar polstrad skyddsgrind.

Artikelnummer		Höjdområde	Längd x djup
Pulverlack	Rostfritt		
3041	3051	400-1000	1200x550 mm
3042	3052	400-1000	1300x550 mm
3043	3053	400-1000	1400x600 mm
3044	3054	400-1000	1500x600 mm
3045	3055	400-1000	1600x650 mm
3046	3056	400-1000	1700x650 mm
3047	3057	400-1000	1800x650 mm



## Dusch-/ Skötbord Hi-Riser

Vägg-/golvmonterat dusch- och skötbord som tillverkas i polerat rostfritt stål för våta miljöer, t.ex. i bad- och duschutrymmen.

Den fällbara dusch- och skötbordsdelen består av en stålörarsram med armerad PVC-väv som försetts med dräneringshål.

Bordet har elektrisk höjdregering från 400 till 1000 mm, lyfter 150 kg, och är försett med en fällbar skyddsgrind.

Som tillbehör finns en vikbar, 4-delad vattentät madrass längd 1400 mm, eller 5-delad längd 1800 mm.

Madrassen kan även tjäna som huvudstöd, eller utvikt som en extra duschavskärmning.

Art.nummer	Höjdområde	Längd	Djup
3063	400-1000	1400	650
3067	400-1000	1800	650

