

Elektro Kilo

Arbetsstol med elektrisk reglerad sitslyft för tunga brukare

Generell produktinformation

Sits- och ryggdynor är, på de flesta modeller, festsatta med plastpluggar och kan därför enkelt tas av för rengöring eller utbyte, något som ger låga återanvändningskostnader.

Standard armstöden är fällbara med ett "knapp-lås" samt höjd-, bredd- och djupreglerbara. Stolarnas bakhjul har en handmanövrerad centralbroms och bromsas genom att bromsspaken förs framåt.

Manöverreglage för sitshöjning/-sänkning, sitsvinkel samt ryggvinkeljustering är placerade på höger sida. De kan monteras på vänster sida som tillbehör.

Klädseln kan tvättas i upp till 60 °C. Standard färg är Solo 181 grå.
Alternativa färger/klädselar kan levereras på beställning.

Vid beställning av tillbehör eller reservdelar skall **alltid** produktens serienummer uppges. Brukarinformation levereras med produkten.



Standardutförande

- Sits Kilo
- Rygg Maxi
- Armstöd Comfort
- Elektrisk sitslyft - 10 cm
- Förstärkt underrede
- Hjul Ø 125mm med plan bana
- Centralbroms på bakhjulen



Modell

Art.nr

Elektro Kilo 13300 inkl batt.laddare



Strömbrytare för sitthöjdsreglering och spak för ryggvinkelreglering är monterade på höger sida. Standard armstöd är fällbart med knapplås samt höjd-, bredd- och djupreglerbart.

*) Sitthöjden är uppmätt enligt RTV's krav i Produktspecifikationen - obelastad sits till sitsens överkant. (Avstånd mellan lyftenhet och golv är 25 mm).

Mått & Dimensioner

Standard utförande

Kilo

Material & Komponenter

Underrede

Pulverlackerat stål.

Ryggskal

Formpressad plast.

Total bredd (inkl bromsspak)	cm	73
Total längd	cm	70
Sitsstorlek (B x D)	cm	55 x 50
Sittdjup (justbar m ryggvinkel)	cm	46 - 60
Sitthöjd*	cm	51 - 61
Sitthöjd (just. m distansring)	cm	+ 10
Rygg (B x H)	cm	40 x 36
Rygg (höjdregering)	cm	+ 8
Rygg (vinkelregering)	°	+5- -48
Armstöd (inv. breddreger)	cm	46 - 63
Armstöd (höjdregering)	cm	17 - 27
Brukarvikt (max)	kg	230
Vikt (standard stol kpl)	kg	39

Ryggdyna	Formpressat PUR-skum
Sits	Sittplatta 15mm vattenfast fanerplatta samt PUR-skum.
Klädsel	Möbeltyg 100% Trevira CS.
Centralenhet	Aluminiumlyftpelare med inbyggt ställdon.
Kontrollbox	Kombinerat batteri och strömbegränsarenhet.
Framhjul	Stålgaffel och kullagerhjul 125mm med PUR-bana.
Bakhjul	Stålgaffel med inbyggd låsfunktion och kullagerhjul 125mm med PUR-bana.
Bromsspak	Manövreringsvinkel ca 45°

Tillbehör

Dokumentation