

Generell produktinformation

Sits- och ryggdynor är, på de flesta modeller, fastsatta med plastpluggar och kan därför enkelt tas av för rengöring eller utbyte, något som ger låga återanvändningskostnader.

Standard armstöden är fällbara med ett "knapp-lås" samt höjd-, bredd- och djupreglerbara. Stolarnas bakhjul har en handmanövrerad centralbroms och bromsas genom att bromsspaken förs framåt.

Manöverreglage för sitshöjning/-sänkning, sitsvinkel samt ryggvinkeljustering är placerade på höger sida. De kan monteras på vänster sida som tillbehör.

Klädseln kan tvättas i upp till 60 °C. Standard färg är Solo 181 grå. Alternativa färger/klädselar kan levereras på beställning.

Vid beställning av tillbehör eller reservdelar skall **alltid** produktens serienummer uppges. Brukarinformation levereras med produkten.

Individuell steglös sitsvinkel- och ryggvinkelreglering är standard.



Modell
Elektro 150-04 Std. utan rot. 13914 inkl batt.laddare
Elektro 150-04 Std. inkl. rot. 13915 inkl batt.laddare
Fotring är tillbehör



Modell
Elektro 200-04 Std. inkl. rot. 13916 inkl batt.laddare
Fotring är tillbehör



*) Sitthöjden är uppmätt enligt RTV's krav i Produktspecifikationen - obelastad sits till sitsens överkant. Max. tillåten sitthöjd mätt på obelastad sits är 77cm. (Avstånd från lyftenhet till golv i lägsta position är ca 12-15 mm).

Mått & Dimensioner

Standard utförande	Elektro
Total bredd (inkl bromsspak) cm	63
Sitsstorlek (B x D) cm	46 x 42
Sittdjup (justbar m ryggvinkel) cm	33 - 46
Sitthöjd* (reglerbar 150 mm.) cm	45 - 60
Sitthöjd (justbar vid infästn.) cm	+ 12

Strömbrytare för sitthöjdsreglering samt spakar för sitsvinkel och ryggvinkelreglering är monterade på höger sida. Spak för rota är monterad på vänster sida. Standard armstöd är fällbart med knapplås samt höjd-, bredd- och djupreglerbart.

Material & Komponenter
Underrede - modell 2004

<u>Sitthöjd* (reglerbar 200 mm.)</u>	cm	50 - 70
<u>Sitthöjd (justbar vid infästn.)</u>	cm	+ 7
<u>Sits (vinekreglering)</u>	°	0 - + 20
<u>Rygg (B x H)</u>	cm	40 x 36
<u>Rygg (höjddreglering)</u>	cm	+ 8
<u>Rygg (vinkelreglering)</u>	°	+5- -48
<u>Armstöd (inv. breddregl)</u>	cm	42 - 52
<u>Armstöd (höjddreglering)</u>	cm	20 - 29
<u>Brukarvikt (max)</u>	kg	150
<u>Vikt (standard stol kpl)</u>	kg	28

Sits/ryggskal	Pulverlackerat aluminium
Sits/ryggdynor	Formpressad plast.
Klädsel	Formpressat PUR-skum.
Framhjul	Möbeltyg 100% Trevira t
Bakhjul	Plastgafflar med kullage hjul med PUR-bana.
Bromsspak	Plastgafflar med inbyggd låsfunktion och kullage- hjul.
	Manövreringsvinkel ca 30

Tillbehör
