

inkl batteriladdare
Fotring är tillbehör

Elektro 200-04 Tilto EHR inkl rot 13922
inkl batteriladdare
Fotring är tillbehör



*) Sitthöjden är uppmätt enligt RTV's krav i Produktspecifikationen - obelastad sits till sitsens överkant. Max. tillåten sitthöjd mätt på obelastad sits är 77cm. (Avstånd från lyftenhet till golv i lägsta position är ca 12-15 mm).

Strömbrytare för sitthöjdsreglering samt s
för sittenhetsvinkel och ryggvinkelregleri
monterade på höger sida. Spak för rotatio
monterad på vänster sida. Standard armst
är fällbart med knapplås samt höjd-, bred
och djupreglerbart. Glidskenor för sittdju
justering är standard och reglaget är mon
på sitsens vänstra sida.

Mått & Dimensioner	Elektro	
Standard utförande	Tilto	
Total bredd (inkl bromsspak)	cm	63
Sitsstorlek (B x D)	cm	48 x 46
Sittdjup (reglerb. m glidskena)	cm	44 - 54
Sitthöjd* (reglerbar 150 mm.)	cm	50 - 65
Sitthöjd (justbar vid infästn.)	cm	+ 12
Sitthöjd* (reglerbar 200 mm.)	cm	55 - 75
Sitthöjd (justbar vid infästn.)	cm	+ 2
Sits (vinekreglering)	°	- 13 - + 7
Rygg HR (B x H)	cm	43 x 43
Rygg EHR (B x H)	cm	45 x 63
Rygg (höjdregering)	cm	+ 10
Rygg (vinkelreglering)	°	0 - - 28
Armstöd (inv. breddregl)	cm	42 - 52
Armstöd (höjdregering)	cm	20 - 29
Brukarvikt (max)	kg	150
Vikt (standard stol kpl)	kg	35

Material & Komponenter

Underrede - modell 2004

	Pulverlackerat aluminium.
Sits/ryggskal	Formpressad plast.
Sits/ryggdynor	Formpressat PUR-skum.
Klädsel	Möbeltyg 100% Trevira CS.
Framhjul	Plastgafflar med kullagerhjul med PUR-bana.
Bakhjul	Plastgafflar med inbyggd låsfunktion och kullagerhjul.
Bromsspak	Manövreringsvinkel ca 30°

Tillbehör

Doku: