

## Elektro Universal

### Arbetsstol med elektrisk reglerad sitslyft

#### Generell produktinformation

Sits- och ryggdynor är, på de flesta modeller, fastsatta med plastpluggar och kan därför enkelt tas av för rengöring eller utbyte, något som ger låga återanvändningskostnader.

Standard armstöden är fällbara med ett "knapp-lås" samt höjd-, bredd- och djupreglerbara. Stolarnas bakhjul har en handmanövrerad centralbroms och bromsas genom att bromsspaken förs framåt.

Manöverreglage för sitshöjning/-sänkning, sitsvinkel samt ryggvinkeljustering är placerade på höger sida. De kan monteras på vänster sida som tillbehör.

Klädseln kan tvättas i upp till 60 °C. Standard färg är Solo 181 grå. Alternativa färger/klädselar kan levereras på beställning.

Vid beställning av tillbehör eller reservdelar skall **alltid** produktens serienummer uppges. Brukarinformation levereras med produkten.

Sitthöjd 32-83 cm ger möjligheter till mycket varierade användningsområden i t.ex. köksmiljö, arbetsmiljö eller skolmiljö.



Elektro Universal används i situationer där det finns behov av att komma extra högt upp t.ex. som uppresningshjälp eller för att nå högt. Den ger samtidigt en möjlighet att komma extra långt ner. Brukaren förflyttar sig i stolen genom att sparka sig fram.

**Modell** Elektro Universal Standard **Art.nr** 13200 inkl batt.laddare



Elektro Universal Tilty arbetsstol med elektrisk reglerad ryggvinkel

**Modell** Elektro Universal Tilty **Art.nr** 13210 inkl batt.



\*) Sitthöjden är uppmätt enligt RTV's krav i Produktspecifikationen - obelastad sits till sitsens överkant.

Strömbrytare för sitthöjdsreglering, sitsvinkel och ryggvinkelreglering är monterade på höger sida. Standard är fällbart med knapplås samt höjd-, djupreglerbart.

Mått & Dimensioner	Elektro Universal		
	Standard	Standard	Tilty
Standard utförande			
Total bredd (inkl bromsspak)	cm	69	69

Total längd (utan benstöd)	cm	76	76
Sitsstorlek (B x D)	cm	46 x 42	48 x 46
Sittdjup (justbar m ryggvinkel)	cm	33 - 46	44 - 54
Sitthöjd*	cm	32 - 83	42 - 93
Sits (vinekreglering)	°	0 - + 20	- 13 - + 7
Rygg (B x H)	cm	40 x 36	43 x 43
Rygg (höjdglering)	cm	+ 8	+ 10
Rygg (vinkelreglering)	°	+ 5 - - 48	0 - - 28
Armstöd (inv. breddregl)	cm	42 - 52	42 - 52
Armstöd (höjdglering)	cm	20 - 29	20 - 29
Brukarvikt (max)	kg	150	150
Vikt (standard stol kpl)	kg	43	50

**Tillbehör****Dokument****Material & Komponenter****Underrede - modell 2004**

	Pulverlackerat stål
<b>Sits/ryggskal</b>	Formpressad plast.
<b>Sits/ryggdynor</b>	Formpressat PUR-s
<b>Klädsel</b>	Möbeltyg 100% Tre
<b>Framhjul</b>	Plastgafflar med ku hjul med PUR-ban
<b>Bakhjul</b>	Stålgafflar med inb låsfunktion och ku hjul med PUR-ban
<b>Bromsspak</b>	Manövreringsvinke