

Gasso & Elektro Coxid

Arbetsstolar med Coxid sits

Generell produktinformation

Sits- och ryggdynor är, på de flesta modeller, fastsatta med plastpluggar och kan därför enkelt tas av för rengöring eller utbyte, något som ger låga återanvändningskostnader.

Standard armstöden är fällbara med ett "knapp-lås" samt höjd-, bredd- och djupreglerbara. Stolarnas bakhjul har en handmanövrerad centralbroms och bromsas genom att bromsspaken förs framåt.

Manöverreglage för sitshöjning/-sänkning, sitsvinkel samt ryggvinkeljustering är placerade på höger sida. De kan monteras på vänster sida som tillbehör.

Klädseln kan tvättas i upp till 60 °C. Standard färg är Solo 181 grå.
Alternativa färger/klädsel kan levereras på beställning.

Vid beställning av tillbehör eller reservdelar skall **alltid** produktens serienummer uppges. Brukarinformation levereras med produkten.

Coxitsitsens lårklaffar kan vinklas individuellt vilket ger en möjlighet till en optimal inställning för personer med höft-/knäproblem.



Modell
Gasso 150-04 Coxid inkl rot. 13925
Gasso 200-04 Coxid inkl rot. 13926



Modell
Elektro 150-04 Coxid inkl rot 13927 inkl batt.l.
Elektro 200-04 Coxid inkl rot 13928 inkl batt.l.



*) Sitthöjden är uppmätt enligt RTV's krav i Produktspecifikationen - obelastad sits till sitsens överkant. Max. tillåten sitthöjd mätt på obelastad sits är 77cm. (Avstånd från lyftenhet till golv i lägsta position är ca 12-15 mm).

Mått & Dimensioner

Standard utförande	Coxid	
	Gasso	Elektro
Total bredd (inkl bromsspak)	cm 63	63
Sitsstorlek (B x D)	cm 48 x 46	48 x 46
Sittdjup (justbar m ryggvinkel)	cm 36 - 47	36 - 47

Strömbrytare samt spakar för ryggvinkelregl på höger sida. är monterad på Standard arms knapplås samt djupreglerbart

Sitthöjd* (reglerbar 150 mm.)	cm	43 - 58	46 - 61
Sitthöjd (justbar vid infästn.)	cm	+ 12	+ 12
Sitthöjd* (reglerbar 200 mm.)	cm	48 - 68	51 - 71
Sitthöjd (justbar vid infästn.)	cm	+ 9	+ 6
Sits (vinekreglering)	°	- 3 - + 8	- 3 - + 8
Rygg (B x H)	cm	40 x 36	40 x 36
Rygg (höjdreglering)	cm	+ 8	+ 8
Rygg (vinkelreglering)	°	+5- -48	+5- -48
Armstöd (inv. breddregl)	cm	42 - 52	42 - 52
Armstöd (höjdreglering)	cm	20 - 29	20 - 29
Brukarvikt (max)	kg	150	150
Vikt (standard stol kpl)	kg	23	29

**Material &
Underrede - m**

**Sits/ryggskal
Sits/ryggdyno
Klädsel
Framhjul**

Bakhjul

Bromsspak