



Sitthöjd* (reglerbar 150 mm.)	cm	42 - 57
Sitthöjd (justbar vid infästn.)	cm	+ 12
Sitthöjd* (reglerbar 200 mm.)	cm	47 - 67
Sitthöjd (justbar vid infästn.)	cm	+ 10
Sits (vinekreglering)	°	0 - + 20
Rygg (B x H)	cm	40 x 36
Rygg (höjdregering)	cm	+ 8
Rygg (vinkelreglering)	°	+5- -48
Armstöd (inv. breddregl)	cm	42 - 52
Armstöd (höjdregering)	cm	20 - 29
Brukarvikt (max)	kg	150
Vikt (standard stol kpl)	kg	22

**Tillbehör****Underrede - modell 2004**

	Pulverlackerat aluminium.
<b>Sits/ryggskal</b>	Formpressad plast.
<b>Sits/ryggdynor</b>	Formpressat PUR-skum.
<b>Klädsel</b>	Möbeltyg 100% Trevira CS.
<b>Framhjul</b>	Plastgafflar med kullagerhjul med PUR-bana.
<b>Bakhjul</b>	Plastgafflar med inbyggd låsfunktion och kullagerhjul.
<b>Bromsspak</b>	Manövreringsvinkel ca 30°

**Dokumentation**