



Generell produktinformation

Sits- och ryggdynor är, på de flesta modeller, fastsatta med plastpluggar och kan därför enkelt tas av för rengöring eller utbyte, något som ger låga återanvändningskostnader.

Standard armstöden är fällbara med ett "knapp-lås" samt höjd-, bredd- och djupreglerbara. Stolarnas bakhjul har en handmanövrerad centralbroms och bromsas genom att bromsspaken förs framåt.

Manöverreglage för sitshöjning/-sänkning, sitsvinkel samt ryggvinkeljustering är placerade på höger sida. De kan monteras på vänster sida som tillbehör.

Klädseln kan tvättas i upp till 60 °C. Standard färg är Solo 181 grå.
Alternativa färger/klädsel kan levereras på beställning.

Vid beställning av tillbehör eller reservdelar skall **alltid** produktens serienummer uppges. Brukarinformation levereras med produkten.

**Sittenhets med tilt-/gungfunktion och individuell ryggvinkelreglering är standard.
HR = Hög Rygg EHR = Extra Hög Rygg**



Tilto har både positiv och negativ sitstilt för personer som har behov av att variera sittställningen ofta. Sitstiltens balanseras efter kroppsvikten, med en ratt under sitsen. Med tiltspaken i öppen position, får stolen gungfunktion. Stolen kan låsas i önskad position.

Modell

Art.nr



Extra hög rygg och huvudstöd (tillbehör) ger användaren en mycket god viloställning. Inbyggt uppblåsbart svanöstöd är standard på EHR-modellen.

Modell

Art.nr

Gasso 150-04 Tilto HR inkl rot 13917
Fotring är tillbehör

Gasso 150-04 Tilto EHR inkl rot 13918
Gasso 200-04 Tilto EHR inkl rot 13919
Fotring är tillbehör



*) Sitthöjden är uppmätt enligt RTV's krav i Produktspecifikationen - obelastad sits till sitsens överkant. Max. tillåten sitthöjd mätt på obelastad sits är 77cm. (Avstånd från lyftenhet till golv i lägsta position är ca 12-15 mm).

Manöverspakarna för sitthöjd, sittenhetsvinkel och ryggvinkelreglering är monterade på höger sida. Spak för rotation är monterad på vänster sida. Standard armstöd är fällbart med knapplås samt höjd-, bredd- och djupreglerbart. Glidskenor för sittdjupjustering är standard och reglaget är monterat på sitsens vänstra sida.

Mått & Dimensioner

	Gasso
Standard utförande	Tilto
Total bredd (inkl bromsspak)	cm 63
Sitsstorlek (B x D)	cm 48 x 46
Sittdjup (reglerb. m glidskena)	cm 44 - 54
Sitthöjd* (reglerbar 150 mm.)	cm 47 - 62
Sitthöjd (justbar vid infästn.)	cm + 12
Sitthöjd* (reglerbar 200 mm.)	cm 52 - 72
Sitthöjd (justbar vid infästn.)	cm + 5
Sits (vinekreglering)	° - 13 - + 7
Rygg HR (B x H)	cm 43 x 43
Rygg EHR (B x H)	cm 45 x 63
Rygg (höjdreglering)	cm + 10
Rygg (vinkelreglering)	° 0 - - 28
Armstöd (inv. breddregl)	cm 42 - 52
Armstöd (höjdreglering)	cm 20 - 29
Brukarvikt (max)	kg 150
Vikt (standard stol kpl)	kg 29

Material & Komponenter

Underrede - modell 2004

	Pulverlackerat aluminium.
Sits/ryggskal	Formpressad plast.
Sits/ryggdynor	Formpressat PUR-skum.
Klädsel	Möbeltyg 100% Trevira CS.
Framhjul	Plastgafflar med kullagerhjul med PUR-bana.
Bakhjul	Plastgafflar med inbyggd låsfunktion och kullagerhjul.
Bromsspak	Manövreringsvinkel ca 30°

Tillbehör

Dokumentation