



341 PL 120 mit Einzelsäule. Max Hubkraft 80 kg



341PL 200 mit Zweifachsäule. Hubkraft 120 kg.



341PL hochgefahren




341PL hochgeklappt



Klemmschutz



310.024



310.142

## Wickeltisch 341PL

Unsere freistehenden Pflege- und Wickeltische Typ 341 bieten eine elektrische Höhenverstellung von 250 bis zu 950 mm für alle vorkommenden Arbeitsverhältnisse an. Für jedes Pflegepersonal eine optimale Behandlungshöhe.

Durch die niedrige Eingangsstufe kann z.B. ein Rollstuhlfahrer vom Stuhl direkt auf der Tischplatte geführt werden.

Die Standardausführung enthält:

- **Tragsäule aus Aluminium**
- **Fussrahmen aus pulverlackierten Stahlprofilen**
- **Elektrische Höhenverstellung 250-950 mm**
- **Erhältlich in sieben verschiedenen Grössen**
- **Hubkraft 80 kg oder 120 kg (Zweifachsäule)**
- **Liegeplatte hochklappbar mit Gasfederlift**
- **Klemmschutzleiste als Standard**
- **Reling auf 3 Seiten**
- **Bedienung mit Handkontrolle, 30 mm/s**
- **Wasserdichte, latexfreie Auflage, 30 mm**

Artikelnr.	Ausführung	Plattenmass	Gesamtmass
341.10006	Einfachsäule	800 x 1000	1130 x 1000
341.12006	Einfachsäule	800 x 1200	1130 x 1200
341.14006	Einfachsäule	800 x 1400	1130 x 1400
341.16006	Zweifachsäule	800 x 1600	1130 x 1600
341.18006	Zweifachsäule	800 x 1800	1130 x 1800
341.20006	Zweifachsäule	800 x 2000	1130 x 2000

### Zusatzrüstung:

Artikelnr.	Beschreibung
310.090	Aufbewahrungsmodul, Paar, Birkenholz
310.024	Fusspedal, Einzelsäule
310.025	Fusspedal, Zweifachsäule
310.141	Abklappbare Frontreling 1000 mm
310.142	Abklappbare Frontreling 1200 mm
310.143	Abklappbare Frontreling 1400 mm
310.144	Abklappbare Frontreling 1600 mm
310.145	Abklappbare Frontreling 1800 mm
310.146	Abklappbare Frontreling 2000 mm