



Wickeltisch / Pflegeliege Hi-Riser

Die Wickelliege "Hi-Riser" ist vorwiegend für jugenliche oder erwachsene Personen konstruiert, sowie für etwas kleinere Räume wie Badezimmer oder Wickelräume die nur eine begrenzte Bewegungsfläche anbieten.

Der Wickeltischrahmen ist entweder aus Edelstahl –für nasse oder feuchte Umgebungen wie z.B. Duschräume - oder mit Pulverlackierung – für trockene Umgebung, wie Toilettenräume oder Umkleiderräume, gefertigt.

Der Montagerahmen ist in sieben verschiedenen Größen erhältlich und ist für die häufigsten Montagesituationen vorbereitet. Die stabile Wand-/Bodenmontage ermöglicht eine hohe Hebekapazität bis zu 150 kg. Wenn der Wickeltisch nicht benutzt wird, kann die Liegeplatte platzsparend hochgeklappt werden.

- Belastbarkeit 200 kg * 24V Schwachstrommotor IP66
- Höhenverstellbar 600 mm * Anfangshöhe 400 mm
- Wahlweise "Edelstahl" oder "Pulverlackierung"
- Kunstlederbezug erhältlich in mehreren Farben
- Liegeplatte hochklappbar und arretierbar
- Abklappbare Sicherheitswand
- Farbe nach Wahl (10 Standardfarben)

Artikelnummer

Pulverlack	Edelstahl	Verstellung	Länge	Tiefe
3041	3051	400-1000 mm	1200 mm	550 mm
3042	3052	400-1000 mm	1300 mm	550 mm
3043	3053	400-1000 mm	1400 mm	600 mm
3044	3054	400-1000 mm	1500 mm	600 mm
3045	3055	400-1000 mm	1600 mm	650 mm
3046	3056	400-1000 mm	1700 mm	650 mm
3047	3057	400-1000 mm	1800 mm	650 mm
BK165	Montageplatte (Zubehör)			

Wandrahmen (mm): B700, H1150, T110
Gesamttiefe hochgeklappt: 305 mm

Actuator: Hebekapazität 2000N. 24 Volt
 10 % Duty, IP 66 Protection

Control Box: Mains Voltage 220-240/120/100VAC, 50-60 Hz .
 Output voltage 24VDC. Ambient temp +5- 40 Grad

Feuchtraumgeeignet - IP66 Protection
 Medical approved according to EN60601

Handkontrolle: IP66 Protection, 24VDC

