



340.14006 mit Zubehör



340.20006



340.12006 Standard



Lenkrollen



Körbesektion



Frontreling



Polsterung/Reling

Wickeltisch/Pflegetisch 340PM

Ein Wickeltisch für Kindertagesstätten und Kindergärten sowie für die Pflege in Sonderschulen, Kinderkliniken und Einrichtungen für Behinderte.

Die elektrische Höhenverstellung bietet für jedes Pflegepersonal eine optimale Steharbeitshöhe an.

Die Standardausführung enthält:

- **Tragsäule aus Aluminium**
- **Fussrahmen aus pulverlackierten Stahlprofilen**
- **Verstellbereich Alt. 1: 660-960 mm (Standard) 15 mm/sek.**
- **Verstellbereich Alt. 2: 500-900 mm (mit 3-teiliger Teleskopsäule)**
- **Erhältlich in sieben verschiedenen Grössen**
- **Hubkraft 100 kg oder 120 kg (Zweifachsäule)**
- **Waschbare, verschweisste Auflage**
- **Reling auf 3 Seiten**
- **Bedienung mit Tischkontrolle**

<i>Artikelnr.</i>	<i>Ausführung</i>	<i>Tiefe</i>	<i>Länge</i>
340.10006	Einfachsäule	800 mm	1000 mm
340.12006	Einfachsäule	800 mm	1200 mm
340.14006	Einfachsäule	800 mm	1400 mm
340.16006	Zweifachsäule	800 mm	1600 mm
340.18006	Zweifachsäule	800 mm	1800 mm
340.20006	Zweifachsäule	800 mm	2000 mm

Zusatzausrüstung

<i>Artikelnr.</i>	
310.035	Feststellbare Lenkrollen
310.050	Körbesektion 325x530 mit 2 Körben
310.051	Körbesektion 325x530 mit 4 Körben
310.052	Körbesektion Mini 325x430 mit 2 Körben
310.053	Körbesektion Mini 325x430 mit 4 Körben
310.141	Abklappbare Frontreling 1000 mm
310.142	Abklappbare Frontreling 1200 mm
310.143	Abklappbare Frontreling 1400 mm
310.144	Abklappbare Frontreling 1600 mm
310.145	Abklappbare Frontreling 1800 mm
310.146	Abklappbare Frontreling 2000 mm
310.122	Polsterung für Reling